

Elektrostymulator TENS EMS jest nowoczesnym urządzeniem zapewniającym podawanie komfortowych prądów przeciwbólowych TENS oraz EMS, dających efekt wyszczuplenia oraz rozbudowy mięśni. Jest urządzeniem 2 kanałowym obsługującym jednocześnie do 8 elektrod (w zależności od okablowania), ma wbudowany wydajny akumulator, ładowany przez port USB lub zasilaczem sieciowym (opcja). Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na monitorowanie bieżących parametrów pracy urządzenia. Jest bardzo mały i lekki, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach domowych i w podróży.

| | |
|--|--|
| <p>Do elektrostymulatora TENS EMS polecamy dokupić sondę rektalna (doodbytnicza) lub dopochwowa (waginalna) oferowany w naszym sklepie, są bardzo efektywne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do masażu prostaty i poprawy życia seksualnego - wzmocnienie mięśni miednicy (mięśni Kegla) - zwalczanie problemu nietrzymania moczu - łagodzenie bóli miednicy - poprawę funkcji pęcherza, jelit, macicy czy prostaty - zwalczanie problemu wypadanie macicy, obniżenie narządów rodnych i narządów płciowych | <p>Rozpoczęcie elektrostymulacji:</p> <p>Podłącz kabel zasilający do gniazda oznaczonego USB i naładuj akumulator urządzenia. Podłącz przewody zasilające elektrod do jednego lub obu gniazd (kanałów). W zależności od swoich potrzeb możesz zastosować na jednym kanale 2 lub 4 elektrody, wykorzystać tylko jeden lub dwa kanały jednocześnie.</p> <p>Włącz zasilanie włącznikiem znajdującym się na górnej części obudowy urządzenia, przesuwając suwak. Wybierz program elektrostymulacji za pomocą przyciskiem M oraz ustaw odpowiedni czas elektrostymulacji przyciskiem T znajdującym się na dolnej części urządzenia. Zwiększaj sukcesywnie poziom natężenia prądu przyciskiem „+” lub „-”.</p> |
| <p>W pamięci urządzenia znajduje się 16 programów:</p> <p>Masaż: 4 rodzaje – przynosi ulgę w bólu, rozluźnia mięśnie</p> <p>Refleksologia: 3 rodzaje – akupunktura dłoni i stóp</p> <p>Masaż stóp: 2 rodzaje – wspomaga krążenie krwi, działa przeciwbólowo</p> <p>Akupunktura: 3 rodzaje – do stosowania na całym ciele</p> <p>Bóle migrenowe: 2 rodzaje – do stymulowania skroni lub karku</p> <p>Aurikuloterapia: 2 rodzaje – akupunktura małżowin usznych</p> | <p>W każdym zestawie znajduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 sztuki elektrod żelowych samoprzylepnych 5x5cm - kable połączeniowe do 4 elektrod (wygląd może być inny niż na zdjęciu) - kabel USB do ładowania oraz ładowarka - polska instrukcja obsługi, ilustrowana szkicami obrazującymi przykładowe lokalizacje elektrod dla poszczególnych dolegliwości bólowych i schorzeń - podkładki do przyklejania (wkleić podkładki po dwóch stronach deski po zakończeniu masażu) - BRAK SONDY W ZESTAWIE |
| <p>Przeciwwskazania do elektrostymulacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozrusznik serca, silna arytmia - epilepsja - ciąża (nie wolno stymulować brzucha ciężarnej) - menstruacja (w przypadku stosowania sond dopochwowych i doodbytniczych) - zaważone żyłki zewnętrzne w miejscu aplikacji elektrod - nie wolno układać elektrod na podrażnionej, zranionej, odleżynowej skórze lecz otoczyć elektrodami ranę, naklejając elektrody na zdrowej skórze - nie stosować w okolicach serca - nie stosować w trakcie kierowania pojazdu lub innych aktywności - implanty metalowe nie są przeciwwskazaniem do stymulacji TENS. <p>Zastosowanie elektrostymulatora powinno być skonsultowane z lekarzem lub terapeutą.</p> | <p>Co to jest elektrostymulacja?</p> <p>Jest to naturalną, klinicznie potwierdzoną bezinwazyjną i niezwykle skuteczną terapią przeciwbólową. Posiada bardzo szerokie zastosowanie w niwelowaniu bólu przewlekłego, jak i ostrego. Elektrostymulacja wykorzystuje istniejące w naszym systemie nerwowym mechanizmy uśmierzania bólu. Impuls elektryczny działając na komórkę nerwową powoduje zmianę napięcia na jej powierzchni (depolaryzacja). Stymulowanie struktur układu nerwowego odpowiedzialnego za powstawanie lub przekazywanie odczucia bólu prowadzi do jego zablokowania w miejscu stymulacji na drodze od nerwu obwodowego od mózgu. W efekcie mózg nie otrzymuje informacji dotyczącej miejsca i nasilenia bólu i to jest istotą przeciwbólowego efektu działania elektrostymulacji. Blokowanie impulsów bólowych nie uszkadza struktury nerwów.</p> <p>Elektrostymulacja umożliwia kompleksowe leczenie różnych zespołów bólowych, a rozwój technologii spowodował znaczne obniżenie cen i możliwość stosowania przez chorego samodzielnie w domu</p> |

W przypadku pytań:

Sprawdzić odpowiedzi w naszym FAQ <https://medycynaludowa.com/shop/pl/content/6-faq-pytania-i-odpowiedzi>

E-mail: office.acadregmed@gmail.com lub Telefon: +48 661 122876 (pn-pt: 8:00-15:00)

Serdecznie zapraszamy:

- do nas na kurację www.medycynaludowa.com

- do naszego sklepu shop.medycynaludowa.com

- do obejrzenia naszych filmów www.youtube.com/AliaksandrHaretski

Używając elektrostymulacji z sondą dopochwową oraz doodbytniczą jaki program zastosować? Jak podłączyć? Jaki czas i częstotliwość jego używania?

Elektrostymulator oferowany przez nas jest urządzeniem uniwersalnym. Zawiera elektrody do ciała oraz można dokupić sondy dopochwowe i/lub doodbytnicze. Sonda składa się z dwóch elektrod, których celem jest doprowadzenie impulsów prądowych do błony śluzowej pochwy lub odbytnicy. Po włożeniu sondy podłącz elektrostymulator i następnie go włącz. Wybierz jeden z dostępnych programów i zwiększ intensywność impulsów aż poczujesz, że mięśnie reagują w wygodny sposób. Po wykonaniu zabiegu wyłącz urządzenie, rozłącz kable i wyjmij sondę. Po użyciu sondy przemyj ją zimną wodą z dodatkiem mydła. Używać raz dziennie lub co drugi dzień przez 30 min.

Zachęcamy do wzmocnienia efektu terapeutycznego i szybszego zlikwidowania problemu zdrowotnego stosując borowinę!

Błoto ilowo-mineralne borowina 1,6 kg naturalny produkt z głębi Ziemi. Koncentrat substancji biologicznie czynnych, aminokwasów, lipidów, witamin oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastków takich jak wapń, potas, magnez, mangan, stront, cynk, selen, siarka. Składniki produktu pobudzają system hormonalny i immunologiczny, oczyszcza organizm z toksyn, zapewnia ochronę bakteryjną, regenerację, trwałe nawilża, goi.

Krótką instrukcją stosowania borowiny doodbytniczo dla prostaty:

1. Wykonać lewatywę w celu zwiększenia efektywności oczyszczenia jelit.
 2. Do borowiny można dolać 20% wody i dokładnie wymieszać do jednolitej zawartości.
 3. Strzykawkę 50 ml napełnić do pełna.
 4. Strzykawkę z borowiną podgrzać do temperatury ciała. np. w wodzie ze szklanką max temperatura wody 60 stopni
 5. Następnie aplikować do odbytu borowinę.
 6. Do 30 min. trzymać następnie opróżnić się. Na początku będzie ciężko utrzymać, ale z każdym kolejnym razem będzie łatwiej.
- Najlepiej robić wieczorem przed snem.

Jak stosować borowinę dopochwowo?

Krótką instrukcją stosowania borowiny dopochwowo:

1. Do borowiny można dolać 20% wody i dokładnie wymieszać do jednolitej zawartości.
2. Napełnić 25 ml borowiny do strzykawki 50ml.
3. Strzykawkę z borowiną podgrzać do temperatury ciała. np. w wodzie ze szklanką max temperatura wody 60 stopni
4. Następnie aplikować do pochwy borowinę.
5. Do 30 min. trzymać następnie wypłukać wodą.

Jak często stosować? codziennie przez 2 tygodnie, przerwa tydzień. Najlepiej robić wieczorem przed snem.

<https://www.youtube.com/watch?v=5P-REk6TASY>

Jak używać borowinę na zęby i dziąsła?

Borowinę można stosować w celach profilaktycznych zębów i dziąseł. Do ust łyżką borowiny rozprowadzamy po dziąsłach na 30 min, następnie wypłukać wodą, 1x dziennie. <https://www.youtube.com/watch?v=5P-REk6TASY>

Więcej informacji stosowaniu produktu: <https://medycynaludowa.com/instrukcja-stosowania-borowiny/>

Produkt wykorzystywany jest w ośrodku The Academy Of Regenerative Medicine, wykorzystując autorską metodę Aliaksandra Haretskiego przeprowadza kompleksowe oczyszczanie i regenerację organizmu. Ta unikalna metoda pozwala nie tylko na uzdrowienie uszkodzonych części ciała, lecz całego organizmu poprzez oczyszczenie go z toksyn, likwidację głównych przyczyn powstania choroby, wzmocnienie układu odpornościowego i uruchomienie samoodnowy organizmu. Metoda ta uznawana jest za jedyną na świecie skuteczną metodę uzdrawiania z wielu chorób nieuleczalnych. Jej skutek uboczny jest wręcz bardzo pożądanym, gdyż jest nim odmłodzenie i powstrzymanie procesu starzenia się organizmu. Więcej o ośrodku <http://www.medycynaludowa.com>